



株式会社河野制作所  
KONO SEISAKUSHO Co.,Ltd.

日本本社 〒272-0832 日本千叶县市川市曾谷 2-11-10  
Head Office/Head Plant 2-11-10 Soya, Ichikawa-shi, Chiba 272-0832, Japan

筑波工厂 〒300-2743 日本茨城县常总市冈田字馆出 548-6  
Tsukuba Plant/ 548-6 Aza Tatedashi, Okada, Joso-shi, Ibaraki 300-2743, Japan

株式会社クラウンジュン・コウノ  
CROWNJUN KONO Co.,Ltd.

日本本社 〒101-0062 日本东京都千代田区神田骏河台2丁目2番地 10F  
Head Office/ 10F, 2-2 Surugadai, Kanda, Chiyoda-ku Tokyo 101-0062, Japan

日本株式会社科琅淳河野上海代表处  
CROWNJUN KONO JAPAN Corporation  
Shanghai Representative Office

中国上海市长宁区中山西路1065号1908F TEL:021-52728582  
1908F, No.1065 West Zhongshan Road, Changning District Shanghai, China  
TEL: 021-52728582

企业网站: <https://www.konoseisakusho.jp/cn/>



微信公众号

联系

使用产品前,请务必仔细阅读使用说明。产品规格及包装设计如有更改,恕不另行通知。  
ISO 13485认证: 日本本社、筑波工厂

Prior to use the product, instructions for use must be read carefully and completely.  
Design and specifications are subject to change without notice.  
ISO 13485 Certificated facilities :Head Plant, Tsukuba Plant



C076-01

美容・整形外科

爱可利

ACRI




# 爱可利 ACRI 新系列！ 兼具锋利与韧性的缝合针

美容领域手术用针需要针径尽可能纤细的同时仍保持较高的强度。  
使用全新工艺提高了针材强度，依托河野独有的加工技术，兼具锋利与韧性的「爱可利」诞生。










## 适用术式 双眼皮埋线法

双眼皮埋线法是通过在真皮与睑板之间埋线的方法，帮助上眼睑形成重睑的一种双眼皮手术方式。与手术切开相比，治疗时间短，肿胀风险低，恢复期短。  
将缝合线固定在举肌部的举肌法与将缝合线固定在眼睑板部的睑板法在日本较为常见。  
根据医生与患者商议决定选择固定 1 ~ 6 个结点。



## 爱可利 ACRI NYLON 尼龙

规格型号	针尺寸	针形状	针弯曲	针径	线尺寸 USP	线长	线颜色	数量
ND577-45	D-20mm  双针	圆针	弱弯 (3/8 弧)	0.3mm	7-0	45cm	黑色	1 根/包 × 20 包
ND047	D-10mm 	圆针	弱弯 (3/8 弧)	0.3mm	7-0	45cm	黑色	1 根/包 × 20 包
ND038	D-8mm 	圆针	弱弯 (3/8 弧)	0.2mm	8-0	45cm	黑色	1 根/包 × 20 包
ND017	D-6mm 	圆针	弱弯 (3/8 弧)	0.2mm	7-0	45cm	黑色	1 根/包 × 20 包
NB007	B-8mm 	反三角针	弱弯 (3/8 弧)	0.3mm	7-0	45cm	黑色	1 根/包 × 20 包
NA027	A-10mm 	反三角针	强弯 (1/2 弧)	0.3mm	7-0	45cm	黑色	1 根/包 × 20 包
NA026				0.35mm	6-0	45cm	黑色	1 根/包 × 20 包
NA007	A-8mm 	反三角针	强弯 (1/2 弧)	0.25mm	7-0	45cm	黑色	1 根/包 × 20 包
NA017							白色	1 根/包 × 20 包

## 爱可利 ACRI ASFLEX 爱飞®

规格型号	针尺寸	针形状	针弯曲	针径	线尺寸 USP	线长	线颜色	数量
AP026	P-13mm 	圆针	弱弯 (3/8 弧)	0.3mm	6-0	45cm	蓝色	1 根/包 × 30 包
AB067	B-11mm 	反三角针	弱弯 (3/8 弧)	0.25mm	7-0	75cm	蓝色	1 根/包 × 30 包


### 低损伤，更适用于美容领域

锋利与韧性并存的「爱可利」，  
易穿刺、低损伤，更适用于对恢复时长及术后疤痕尤为关注的美容领域。



### 丰富的产品规格可供选择

为满足不同病例患者的需求，我司配备多种针形、尺寸可供选择。  
除尼龙缝合线以外，也可选配适用于心脏手术的聚偏二氟乙烯 (PVDF) 缝合线。



\* Gaetan Laroche, et al. Polyvinylidene Fluoride Monofilament Sutures- Can They Be Used Safely for Long-Term Anastomoses in the Thoracic Aorta? Artificial Organs.19(11):1190-1199.4p.